


MiniLap

Bipolare Mikro-Koagulationszange
Bipolar Micro Coagulation Forceps



www.micromed.com

Micromed Medizintechnik GmbH
Eisenbahnstr. 84
78573 Wurmlingen
Germany

Tel +49 7461 9648550
Fax +49 7461 96485595

info@micromed.com
www.micromed.com



MiniLap



Durch stetig besser werdende Möglichkeiten in der modernen Chirurgie steigt auch die Anforderung an das Instrumentarium. Es ist unser Bestreben, mit dieser Weiterentwicklung ein Höchstmaß an Sicherheit für Patienten zu gewähren und gleichzeitig hochpräzise Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen Instrumente sind speziell geeignet für minimal-invasive Eingriffe im Bereich der HNO-Chirurgie: der Schaftdurchmesser von nur 3 mm bietet eine optimale Lösung. Die Elektrodeneinsätze können mit beiden Griffen kombiniert werden. Das Instrument kann in drei Teile zerlegt werden. Somit ist die Reinigung und Sterilisation gewährleistet.

- Zwei Griffsysteme
- Austauschbare Elektrodeneinsätze
- Drehbare Elektrodeneinsätze
- Kostenersparnis: Wiederverwendbarkeit
- Standard-Rundstecker für bipolare Instrumente
- Hohe Qualität: Made in Germany









Constantly improved possibilities in modern surgery are raising expectations of what instruments should be capable of doing. It is our aim to grant the highest level of safety to the patient as well as enable high precision surgery with this latest development. The new instruments are ideal for minimally-invasive procedures in the field of ENT surgery: the shaft diameter of only 3 mm offers an optimal solution. The electrode inserts can be combined with both handles. The instrument can be dismantled into three parts, thus ensuring proper cleaning and sterilization.

- Two handle systems
- Exchangeable electrode inserts
- Rotating electrode inserts
- Cost savings: reusable instrument
- Standard round connector for bipolar instruments
- High quality: Made in Germany



	Fasszange, gefenstert Grasping forceps fenestrated	126-700-115
	Löffelzange Ø 2 mm, gebogen Spoon forceps Ø 2 mm, curved	126-700-215
	Löffelzange Ø 2,7 mm, gebogen Spoon forceps Ø 2,7 mm, curved	126-700-315
	Dissektor Maryland, gebogen Maryland dissector, curved	126-700-415
	Dissektor, gewinkelt Dissector, angled	126-700-515
	Flamingo-Maul, vertikal Flamingo jaws, vertical	126-700-615

	MiniLap Bayonett-Griff MiniLap bayonet handle	126-701-900
	MiniLap Bayonett-Schaft, Ø 3 mm, 15 cm MiniLap bayonet shaft, Ø 3 mm, 15 cm	126-701-815
	MiniLap Ring-Griff MiniLap ring handle	126-700-900
	MiniLap Ring-Schaft, Ø 3 mm, 15 cm MiniLap ring shaft, Ø 3 mm, 15 cm	126-700-815

	3 m	130-171-300
	5 m	130-171-500
	3 m	130-131-300
	5 m	130-131-500
	3 m	130-121-300
	5 m	130-121-500
	3 m	130-151-300
	5 m	130-151-500